


Датчики NELLCOR

одноразовые

многократные



MAX-A/I. Взрослый. Вес пациента > 30 кг. Место наложения – указательный палец или другие пальцы руки. Ограничения: не накладывать на большой палец руки или ноги, а также поперек детской руки или ладони. Вариант MAX-AL/I – взрослые более 40 кг. Удлиненный кабель.



DS-100A. Вес пациента > 40 кг. Место наложения – указательный или другие пальцы руки. Ограничения: не накладывать на большой палец руки/ноги и поперек детской руки или ладони.



MAX-P/I. Детский. Вес пациента от 10 до 50 кг. Место наложения – большой палец ноги или пальцы руки.
MAX-I/I. Детский. Вес пациента от 3 до 20 кг. Место наложения – большой палец ноги или пальцы руки.

OXIBAND OXI -P/I. Детский. Вес пациента от 3 до 40 кг. Место наложения – указательный палец (дети), большой палец ноги (новорожденные), другие пальцы руки (дети)



MAX-N/I Взрослый и неонатальный. Вес пациента < 3 кг > 40 кг. Место наложения – указательный палец или другие пальцы руки для взрослых. Средняя часть стопы или ладонь (новорожденные).

OXI-A/N. Вес пациента < 3 кг и > 40 кг. Взрослый и неонатальный. Место наложения – указательный палец или другие пальцы руки (взрослые), средняя часть стопы (новорожденные).