

Механические фильтры

STERIVENT Превосходный фильтр для защиты вентилятора как в интенсивной терапии, так и в анестезии, с рекомендуемым применением на линиях вдоха и выдоха вентилятора. Фильтр Sterivent был испытан для защиты от вируса гепатита С, микробактерий туберкулеза и аллергическим белкам латекса.

STERIVENT S Компактные и легкие, могут применяться для защиты пациента или вентилятора как в анестезии, так и в интенсивной терапии. Фильтр Sterivent S был испытан для защиты от вируса гепатита С и ВИЧ.

STERIVENT MINI Предназначенный для краткосрочной анестезии, он одновременно является чрезвычайно эффективным и компактным. Уменьшенный внутренний объем фильтра делает его превосходным выбором для большинства педиатрических и взрослых применений, когда требуется размещение на Y-образном тройнике. Фильтр Sterivent Мини был успешно испытан для защиты от патогенных микроорганизмов, таких как вирус гепатита С, ВИЧ и микробактерий туберкулеза, а также на фильтрацию аллергических белков латекса и белков приона.



Электростатические фильтры

BARRIERBAC Высокая эффективность фильтрации вкупе с низким сопротивлением потоку делают возможным использование этого фильтра для защиты вентилятора как в анестезии, так и в интенсивной терапии.

BARRIERBAC S Легкий и компактный, этот фильтр может использоваться как для взрослых пациентов, так и в педиатрии в качестве эффективной защиты при краткосрочной анестезии. Также доступна модификация фильтра Barrierbac S-A с угловым коннектором. Фильтр Barrierbac S прошел испытание для защиты от вируса гепатита С.

BARRIERBABY Разработанный специально для краткосрочной анестезии, является эффективным решением для пациентов с дыхательным объемом в пределах 30-100 мл для предотвращения перекрестного заражения и позволяет использование простой дыхательной системы. Серия фильтров Barrierbac обладает преимущественно фильтрующими свойствами. Для механической вентиляции рекомендуется выбирать устройства с соответствующим увлажняющим действием. «Клинические результаты показывают, что устройства, доставляющие газы с абсолютной влажностью >30 мг H₂O/л, создают меньшую опасность окклюзии эндотрахеальной трубки при длительном использовании».



Механические фильтры с ТВО

HYGROSTER™ Идеально подходящий для использования в интенсивной терапии, объединяет в себе эффективное увлажнение с высоким уровнем гидрофобности и фильтрующие свойства, доступные механическим складчатым фильтрам. Фильтр Hygroster был испытан против вирусов гепатита С, ВИЧ и микробактерий туберкулеза

HYGROSTER MINI Малогабаритный теплооблагодотенник с механическим складчатым фильтрующим элементом, сочетает в небольшом пространстве эффективные фильтрующие свойства механической и электростатической фильтрации с отличным увлажнением. Идеально подходит как для интенсивной терапии, так и для анестезии. По результатам независимого лабораторного исследования, признана эффективность фильтра Hygroster Mini против микробактерий туберкулеза

Электростатические фильтры с ТВО

HYGROBAC™ Эффективная электростатическая фильтрация, высокая влагодотдача и низкое сопротивление воздушному потоку делают эти фильтры подходящими для большинства способов вентиляции взрослых пациентов. Фильтр Hygrobac был испытан против вируса гепатита С

HYGROBAC S Разработанный для обычной анестезии, HYGROBAC S на сегодняшний день является наиболее предпочтительным фильтрующим теплооблагодотенником для любых применений, как для взрослых пациентов, так и в педиатрии, благодаря своим малым размерам без ущерба для эффективности фильтрации и влагодотдачи. Выпускается также в модификации с угловым коннектором с наименованием HYGROBAC S-A. Фильтрующий теплооблагодотенник Hygrobac S был испытан против вирусов гепатита С, ВИЧ- и микробактерий туберкулеза.

HYGROBOY™ / HYGROBABY™ Оптимальный размер для педиатрических пациентов и младенцев, эти фильтры с ТВО являются простым и эффективным решением для пациентов, подвергающихся краткосрочной интубации.



TRACHEOLIFE™ II

Разработан для трахеостомированных пациентов со спонтанным дыханием. Встроенный кислородный порт нагревает и увлажняет подаваемый кислород.

Название	БАРЬЕРБАК	БАРЬЕРБАК С	БАРЬЕРБЭБИ	СТЕРИВЕНТ	СТЕРИВЕНТ С	СТЕРИВЕНТ МИНИ
<i>Размер фильтра (предназначение)</i>	<i>Взрослый большой (со стороны пациента)</i>	<i>Взрослый малый (со стороны пациента)</i>	<i>Неонатальный (со стороны пациента)</i>	<i>Взрослый большой (со стороны аппарата линии вдоха/выдоха)</i>	<i>Взрослый малый (со стороны аппарата линии вдоха/выдоха)</i>	<i>Детский (со стороны аппарата линии вдоха/выдоха)</i>
<i>Минимальный VT (мл.)</i>	300	150	25	300	200	150
<i>Эффективность фильтрации</i>	99,999%	99,99%	99,99%	99,999999%	99,9999%	99,999%
<i>Сопротивление потоку при вентиляции: 30 литров / мин 60 литров / мин</i>	0,65 см H ₂ O 1,55 см H ₂ O	0,7 см H ₂ O 1,8 см H ₂ O		0,70 см H ₂ O 1,80 см H ₂ O	0,70 см H ₂ O 1,70 см H ₂ O	1,40 см H ₂ O 3,00 см H ₂ O
<i>Сжимаемый объем</i>	99 мл.	35 мл.	10 мл.	92 мл.	62 мл.	35 мл.
<i>Вес</i>	35 гр.	19 гр.	8 гр.	45 гр.	38 гр.	26 гр.
<i>Фильтрующая поверхность</i>	43 см ²	23 см ²	10 см ²	>700 см ²	>500 см ²	>280 см ²
<i>СО2 - порт Луер Лок</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>

НАИМЕНОВАНИЕ (кол-во в упаковке)	АРТИКУЛ
Фильтр с ТВО, механический ГИГРОСТЕР (25)	354/5876
Фильтр с ТВО, механический ГИГРОСТЕР МИНИ (25)	354S19028
Фильтр с ТВО, электростатический ГИГРОБАК (25)	352/5805
Фильтр с ТВО, электростатический ГИГРОБАК С (25)	352/5877
Фильтр с ТВО, электростатический ГИГРОБОЙ (25)	355/5430
Фильтр с ТВО, электростатический ГИГРОБЭБИ (25)	355/5427
Фильтр механический СТЕРИВЕНТ (25)	351/5410
Фильтр механический СТЕРИВЕНТ МИНИ (25)	351/5979
Фильтр механический СТЕРИВЕНТ С (25)	351/5878
Фильтр электростатический БАРЬЕРБАК (25)	350/5422
Фильтр электростатический БАРЬЕРБАК С (25)	350/5879
Фильтр электростатический БАРЬЕРБЭБИ (25)	350/19003